

ストッカー付タンパク質結晶化観察装置

CS-2000S

プレートを大量にお使いのお客様にはストッカー付の結晶化観察装置をご用意できます。ストッカーを使う事により、多数のプレートの観察および画像保存を効率的に行え、時間の節約と同時に省力化が実現できます。

プレート1枚からのセットが可能で最大20枚までセットする事ができます。

20枚以上セットする必要がある場合にもご相談下さい、特注製作が可能です。

1. 本体仕様

対応プレート	SBS規格プレート
装置サイズ	470mm(W) × 450mm(D) × 550mm(H)
重量	約 35Kg
その他	CS-2000 標準仕様

2. ストッカー仕様


プレート収納ラック	SBS規格プレート 10枚および20枚
エレベータ	パルスモーター駆動方式
制御部	マイコン制御
センサー	プレート上下位置および有無検知

ストッカーの仕様につきましてはご要望により特別仕様にて製作が可能です。

3. 価格

仕様によりご相談させていただきます。

4. 概略図



ホーユーテック株式会社

〒350-0833 埼玉県川越市芳野台 2-8-111

Tel : 049-225-6778 Fax : 049-222-6658

URL : <http://www.hoyutec.co.jp>